

ظرف **محکم** و مقاوم به سوراخ شدگی با **دهانه گشاد** که هر نوع وسیله **تیز و برنده** را در داخل آن می اندازند.

همکار گرامی: پس از اینکه **۳/۴** حجم سیفتی باکس پر شد بایستی درب آن را قفل نموده، چسب زده و پس از ثبت مشخصات به واحد امحاء زباله تحویل دهید.

حداکثر زمان نگهداشت سیفتی باکس **۵ روز** می باشد لطفاً بیش از این مدت سیفتی باکس در بخش ها و واحدهای درمانی نگهداری نشود.



واحد کنترل عفونت

بیمارستان شهید دکتر بهشتی مراغه